

Anti-Foxa1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P55317

Artikelnummer: CM0024426



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes FOXA1 (HNF3A/TCF3A), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Pionierfaktorfunktion und Hormonrezeptorsignalisierung in der Entwicklungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXA1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HNF3A, TCF3A, FOXA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3169
GenID	3169
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 263–472 von humanem FOXA1 (NP_004487.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P55317
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel