

Anti-Foxd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16676

Artikelnummer: CM0024554

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches FOXD1 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Transkriptionsfaktorstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FKHL8; FREAC4; FREAC-4; FOXD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2297
Gen-ID	2297
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem FOXD1 (NP_004463.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16676
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel