

Anti-Foxq1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q9C009

Artikelnummer: CM0021224

Einführung

FOXQ1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper wurde für IHC-P und ELISA-Anwendungen entwickelt. Es zielt auf den menschlichen FOXQ1 ab, einen Transkriptionsfaktor, der an der Differenzierung von Haarfollikeln beteiligt ist. Ideal für die Forschung in Dermatologie und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXQ1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FOXQ1; HFH1; forkhead box Q1
Spezies	Mensch
GenID	94234
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen FOXQ1 (NP_150285.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9C009
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel