

Anti-Foxs1-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - 043638

Artikelnummer: CM0012861

Einführung

Kaninchen-Anti-FOXS1-Polyklonalantikörper für WB und ELISA. Validiert in Mensch und Ratte. FOXS1 ist ein transkriptioneller Repressor, der an der Organisation des testikulären Gefäßsystems beteiligt ist. Ideal für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FOXS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FKHL18; FREAC10; FOXS1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2307
GeneID	2307
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 121-330 von humanem FOXS1 (NP_004109.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	043638
Protein-Gewicht	35kDa
Versand	Eistasche