

Anti-Ftcd Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095954

Artikelnummer: CM0006650

Einführung

FTCD Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-FTCD mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 59 kDa. Ideal für Forschung zu Histidinmetabolismus und Folsäureweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FTCD Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	LCHC1; FTCD
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10841
GenID	10841
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen FTCD
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95954
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel