


Anti-Fxr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P51114

Artikelnummer: CM0029943



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes FXR1, geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der mRNA-Translationsregulation, Neurogenese und Muskelentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FXR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8087
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem FXR1 (NP_005078.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51114
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel