

Anti-Fzd9 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - O00144

Artikelnummer: CM0030508

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes Frizzled-9 (FZD9, CD349), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Wnt-Signalweg und zur Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	FZD9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	FZD3, CD349, FZD9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8326
Gen-ID	8326
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 469-591 des humanen FZD9 (NP_003499.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00144
Proteinmasse	64 kDa
Versand	Eispackung