

## Anti-Gabpa Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q06546

Artikelnummer: CM0017056

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane Alpha-Kette des GA-bindenden Proteins (GABPA/NRF2 $\alpha$ ). Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Ratte. Ideal für die Erforschung der Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | GABPA Rabbit pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | NFT2; NRF2; NRF2A; E4TF1A; E4TF1-60; RCH04A07; GABPA                                                                     |
| Art               | Mensch                                                                                                                   |
| Gen-ID (Mensch)   | 2551                                                                                                                     |
| Gen-ID            | 2551                                                                                                                     |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen GABPA (NP_002031.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | Q06546                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 51 kDa                                                                                                                   |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                 |