

Anti-Gabpb2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tak5

Artikelnummer: CM0030930

Einführung

Kaninchen-polykloaler Antikörper gegen menschliches GABPB2, validiert für Western Blot und ELISA. Anwendbar für Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung der Transkriptionsregulation, die GA-reiche Wiederholungen einbezieht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GABPB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GABPB-2; GABPB2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	126626
Gen-ID	126626
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 239-448 von menschlichem GABPB2 (NP_653219.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8TAK5
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel