

Anti-Galectin-1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P09382

Artikelnummer: CM0020165



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Galectin-1 (LGALS1), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung von Apoptose, Zellproliferation und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Galectin 1/LGALS1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GBP; GAL1; Galectin 1/LGALS1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3956
GeneID	3956
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-135 des humanen Galectin 1/LGALS1 (NP_002296.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09382
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku