

Anti-Gap43 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17677

Artikelnummer: CM0028345

Einführung

Kaninchen-anti-humaner GAP43 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt GAP43/Neuromodulin (25 kDa) bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung zu Axonwachstum, synaptischer Plastizität und Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GAP43 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Spezies	Mensch
GeneID (human)	2596
GeneID	2596
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-238 des humanen GAP43 (NP_002036.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17677
Protein-Gewicht	25kDa
Versand	Eistasche