

Anti-Gata3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa, Chip, Chip-Seq - P23771

Artikelnummer: CM0002850



Einführung

Rekombinanter kaninischer monoklonaler Antikörper gegen GATA3, validiert für WB, IP, ELISA, ChIP und ChIP-seq in humanen und murinen Proben. Ideal für die Erforschung der Th2-Differenzierung und der Makrophagen-Reprogrammierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GATA3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HDR; HDRS; GATA3
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	2625
GeneID	2625
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem GATA3 (P23771) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P23771
Protein-Gewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel