


Anti-Gc1Q R/C1Qbp Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q07021

Artikelnummer: CM0003638



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes GC1q R/C1QBP (p32, HABP1). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Entzündung, Komplementkaskade und mitochondrialer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GC1q R/C1QBP Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	p32; HABP1; gC1qR; GC1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; GC1q R/C1QBP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	708
Gen-ID	708
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem GC1q R/C1QBP (Q07021) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q07021
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel