


Anti-Gcc2 / Gcc185 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P Und Elisa - Q8Iwj2

Artikelnummer: CM0018631



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GCC2/GCC185 für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung des Golgi-Apparats und des Membrantransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	REN53; GCC185; RANBP2L4; GCC2
Spezies	Human
GeneID (Human)	9648
GeneID	9648
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem GCC2 (NP_852118.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8Iwj2
Proteingewicht	196kDa
Versand	Eistasche