

Anti-Gdf15 Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99988

Artikelnummer: CM0007137



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Wachstums-/Differenzierungsfaktor 15 (GDF15), validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Forschung zu Stressreaktion, Stoffwechselregulation, Krebskachexie und Übelkeitsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GDF15 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9518
Gen-ID	9518
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem GDF15 (NP_004855.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q99988
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eistasche