

Anti-Gelsolin-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06396

Artikelnummer: CM0019479



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Gelsolin (ADF, AGEL) gerichtet ist und für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zum Aktin-Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gelsolin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADF; AGEL; Gelsolin
Spezies	Mensch
GenID	2934
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 282-438 von menschlichem Gelsolin (NP_000168.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06396
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel