

Anti-Gemin 2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14893

Artikelnummer: CM0002888



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Gemin 2 (SIP1) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der snRNP-Assembly und des prä-mRNA-Splittings.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gemin 2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SIP1; SIP1-delta; Gemin 2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8487
Gen-ID	8487
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Gemin 2 (O14893) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14893
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel