


Anti-Gephyrin Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nqx3

Artikelnummer: CM0026742



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Gephyrin (GPHN) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der inhibitorischen Synapsenverankerung und der Molybdän-Cofaktor-Biosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Gephyrin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPH; GEPH; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Gephyrin
Spezies	Human
GeneID (Human)	10243
GeneID	10243
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 520-769 von humanem Gephyrin (NP_065857.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQX3
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel