

Anti-Gfra1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56159

Artikelnummer: CM0029101



Einführung

GFRA1 polyklonaler Kaninchenantikörper validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt GFRA1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu neurotropher Signalgebung und dopaminergen Neuronen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	GFRA1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	GNFR; RET1L; RETL1; RHDA4; TRNR1; GDNFRA; GFRalpha-1; GFR-ALPHA-1; GDNFR-alpha-1; GFRA1
Spezies	Mensch
GenID	2674
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 345-420 von menschlichem GFRA1 (NP_005255.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56159
Proteinmasse	51 kDa
Versand	Eisbeutel