

Anti-Ggt5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P36269

Artikelnummer: CM0016593

Einführung

Validiert für WB und ELISA, dieser polyklonale Antikörper vom Kaninchen detektiert humanes und murines GGT5, mit einem Immunogen entsprechend den Aminosäuren 388-587. Geeignet für Studien zum Glutathion-Stoffwechsel und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GGT5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GGL; GGT 5; GGTLA1; GGT-REL; GGT5
Spezies	Human
GeneID (Human)	2687
GeneID	2687
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 388-587 von humanem GGT5 (NP_001093251.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P36269
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel