

Anti- γ -Tubulin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P23258

Artikelnummer: CM0007339



Einführung

γ -Tubulin Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Mensch, Maus, Ratte. Erkennt Gamma-Tubulin, ein Schlüsselzentrosomenprotein, das an der Mikrotubuli-Nukleation und Zellteilung beteiligt ist. Ideal für Zellzyklus- und Zytoskelettforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	γ -Tubulin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7283
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem γ -Tubulin
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23258
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel