

Anti- γ -Tubulin Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23258

Artikelnummer: CM0006268



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen γ -Tubulin (TUBG1) gerichtet ist, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Essentiell für die Mikrotubulus-Nukleation und Zentrosomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	γ -Tubulin Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulin
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7283
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 231-451 von humanem γ -Tubulin (P23258) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23258
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel