

Anti- γ -Tubulin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P23258

Artikelnummer: CM0029482



Einführung

γ -Tubulin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt gamma-Tubulin, eine Schlüsselkomponente des γ -Tubulin-Ring-Komplexes (γ TuRC), der an der Mikrotubuli-Nukleation und Zentrosomenfunktion beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	γ -Tubulin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulin
Spezies	Human
Gen-ID	7283 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 382-451 von humanem γ -Tubulin enthält (NP_001061.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P23258
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel