


Anti-Ghrh Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01286

Artikelnummer: CM0005710



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches GHRH (Somatoliberin) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, reagiert dieser Antikörper mit einem 12 kDa Protein. Geeignet für die Forschung zur Sekretion von Wachstumshormonen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GHRH Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GRF; INN; GHRF; GHRH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2691
Gen-ID	2691
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem GHRH entspricht. (NP_066567.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01286
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel