

Anti-Gja8 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48165

Artikelnummer: CM0023153

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GJA8 (Connexin-50). Geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Augenlinsen-Gap Junctions und Katarakt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GJA8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CAE; CAE1; CX50; CZP1; MP70; CTRCT1; GJA8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2703
Gen-ID	2703
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48165
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel