


Monoklonaler Anti-Glucagon-Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P01275

Artikelnummer: CM0007091



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Glucagon, validiert für IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung der Glucagon-Signalgebung im Glukosestoffwechsel und in der Diabetesforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glucagon Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GLP1; GLP2; GRPP; GLP-1; Glucagon
Spezies	Human
GeneID (Human)	2641
GeneID	2641
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Glucagon (NP_002045.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01275
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eistasche