


Anti-Glucagon Receptor (Gcgr) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P47871

Artikelnummer: CM0017362



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschlichen Glucagon Rezeptor (GCGR) für WB, IF-P, ELISA. Validiert in Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Diabetes- und Glucosestoffwechsel-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GCGR Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	GGR; GL-R; MVAH; GCGR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2642
GenID	2642
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 50-150 von menschlichem GCGR entspricht (NP_000151.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P47871
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel