


Anti-Glucosylceramidase Beta (Gba) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04062

Artikelnummer: CM0024572



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Glucosylceramidase beta (GBA), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Zielt auf das lysosomale Lipidabbauenzym ab, das mit dem Morbus Gaucher in Verbindung gebracht wird.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Glucosylceramidase beta (GBA) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GBA; GCB; GLUC; Glucosylceramidase beta (GBA)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2629
GenID	2629
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 40-250 von menschlichem Glucosylceramidase beta (GBA) (NP_000148.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P04062
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel