


Anti-GLUD1 Poliklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P00367

Artikelnummer: CM0028247



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen menschliches GLUD1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Geeignet für Studien zu Glutamatdehydrogenase, mitochondrialem Stoffwechsel und Insulinhomöostase in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLUD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GDH; GDH1; GLUD; hGDH1; GLUD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2746
Gen-ID	2746
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 54-242 von menschlichem GLUD1 (NP_005262.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00367
Proteinmasse	61 kDa
Versand	Eispackung