


Anti-Glut1/Slc2A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P11166

Artikelnummer: CM0026171



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen GLUT1/SLC2A1, validiert für WB, IHC-P und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung des Glukosetransports und von Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	GLUT1/SLC2A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Spezies	Human
GeneID	6513
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 210-310 von humanem GLUT1/SLC2A1 (NP_006507.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P11166
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eistasche