


## Anti-Glykogensynthase 1 (Gys1) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13807

Artikelnummer: CM0021776



### Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches GYS1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Glykogenbiosynthese und Diabetes.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Glykogensynthase 1 (GYS1) Kaninchen pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | GSY; GYS; Glykogensynthase 1 (GYS1)                                                                                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                        |
| GenID (Mensch)    | 2997                                                                                                                                          |
| GenID             | 2997                                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 488-737 der menschlichen Glykogensynthase 1 (NP_002094.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                           |
| SWISS             | P13807                                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 84 kDa                                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                     |