

Anti-Glyctk Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Ivs8

Artikelnummer: CM0024896

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GLYCTK (Glyceratkinase), geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben.

Rekombinantes Immunogen, das auf die C-terminale Region abzielt. Ideal für die Erforschung des mitochondrialen Stoffwechsels und verwandte Forschungsgebiete.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GLYCTK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HBEBP2; HBEBP4; HBeAgBP4A; GLYCTK
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	132158
Gen-ID	132158
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 284-523 des humanen GLYCTK (NP_660305.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8IVS8
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel