

Anti-Gngt2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14610

Artikelnummer: CM0027658

Einführung

Hochwertiger Anti-GNGT2-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murines GNGT2, eine G-Protein-Gamma-Untereinheit, die an der transmembranen Signalübertragung beteiligt ist. Ideal für die Forschung zur Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GNGT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GNG9; HG3I; GNGT8; G-GAMMA-8; G-GAMMA-C; GNGT2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2793
GenID	2793
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-69 von menschlichem GNGT2 (NP_113686.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O14610
Proteingewicht	8 kDa
Versand	Eisbeutel