

Anti-Gpd2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43304

Artikelnummer: CM0026949

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GPD2 (mitochondriale Glycerin-3-Phosphat-Dehydrogenase). Verifiziert für WB & ELISA. Kreuzreagiert mit Maus/Ratte. Geeignet für Stoffwechselerkrankungen und mitochondriale Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GDH2; GPDM; mGDH; mGPDH; GPD2
Spezies	Human
GeneID (Human)	2820
GeneID	2820
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-325 von humanem GPD2 (NP_000399.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P43304
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eistüte