

Anti-Gpr173 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ns66

Artikelnummer: CM0016155

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen GPR173 (SREB3), validiert für WB und ELISA in menschlichen und murinen Proben. Ziel ist das Phoenixin-Rezeptor, das an der GNRH-Signalisierung und der Proliferation von Granulosazellen beteiligt ist; ideal für neuroendokrine und reproduktionsbiologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR173 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SREB3; GPR173
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54328
GenID	54328
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 160-230 von menschlichem GPR173 (NP_061842.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NS66
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel