


Anti-Gpr6 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46095

Artikelnummer: CM0017378



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches GPR6 gerichtet ist, für Western Blot und ELISA. Erkennt endogenes GPR6 in menschlichen und Maus-Proben. Geeignet für GPCR-Signalisierung und Neurowissenschaften.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPR6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GPR6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2830
Gen-ID	2830
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 253-362 von menschlichem GPR6 (NP_005275.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P46095
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel