

Anti-Gpvi/Gp6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0C191

Artikelnummer: CM0023914

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen murines GPVI/GP6, einen Kollagen-Rezeptor auf Thrombozyten, gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human. Nützlich zur Untersuchung der Thrombozytenaktivierung und Thrombose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GPVI/GP6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Gpvi; Gm469; 9830166G18Rik; GPVI/GP6
Spezies	Maus
GenID	243816
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 24-265 von murinem GPVI/GP6 (NP_001156486.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P0C191
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel