

Anti-Grk5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P34947

Artikelnummer: CM0027242



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen GRK5, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Unentbehrliches Werkzeug für die Untersuchung der Funktion von GPCR-Kinase 5.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRK5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	GPRK5; FP2025; GRK5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2869
GenID	2869
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P34947
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eispackung