


Anti-Grp94-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14625

Artikelnummer: CM0014292



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Grp94 (Endoplasmin), validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt das 92-kDa-ER-Chaperon, das an der Proteinfaltung und der TLR-Signalübertragung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Grp94-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ECGP; GP96; TRA1; GRP94; HEL35; HEL-S-125m; Grp94
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7184
Gen-ID	7184
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-310 des humanen Grp94 (NP_003290.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14625
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Kühlakku