


Anti-Grpr Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P30550

Artikelnummer: CM0025318



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes GRPR, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von GPCR-Signalübertragung, Juckempfindung und Atemregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRPR Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	BB2; BB2R; BRS2; GRPR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2925
Gen-ID	2925
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 235-384 des humanen GRPR (NP_005305.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30550
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel