


Anti-Grsf1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q12849

Artikelnummer: CM0002883



Einführung

GRSF1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Rattus-GRSF1, einem mitochondrialen post-transkriptionellen Genexpressionsregulator. Ideal für Studien zur mitochondrialen Ribosomenassemblierung und RNA-Bindung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GRSF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GRSF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	2926
Gen-ID	2926
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 des humanen GRSF1 (Q12849) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12849
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel