


Monoklonaler Anti-Gsk-3A/B-Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P49840/P49841

Artikelnummer: CM0006581



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GSK-3 α und GSK-3 β . Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Diabetes, Alzheimer und der Wnt-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSK-3 α / β -Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	GSK3B; gsk-3 β ; GSK-3 α / β
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2931/2932
GeneID	2931/2932
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen GSK-3 α / β
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49840/P49841
Proteingewicht	46 kDa/48 kDa
Versand	Kühlakku