

Anti-Gsto1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P78417

Artikelnummer: CM0016756



Einführung

GSTO1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes humanes GSTO1 (aa 1-241) hergestellt wurde. Geeignet für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus, Ratte. Ideal für die Arsenstoffwechsel- und oxidativen Stressforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTO1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	P28; SPG-R; GSTO 1-1; GSTTLp28; HEL-S-21; GSTO1
Spezies	Human
GenID	9446
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-241 von humanem GSTO1 (NP_004823.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P78417
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eistasche