

Anti-Gsto2 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - Q9H4Y5

Artikelnummer: CM0018431



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes GSTO2 (Glutathion-S-Transferase Omega-2), validiert für IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Forschung zu Arsenstoffwechsel, Ascorbat-Recycling und oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GSTO2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSTO 2-2; bA127L20.1; GSTO2
Spezies	Human
GeneID (Human)	119391
GeneID	119391
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 124-243 von humanem GSTO2 (NP_899062.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9H4Y5
Proteingewicht	28kDa
Versand	Kühltasche