

Anti-Gtf2Ird1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uhl9

Artikelnummer: CM0027210



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen GTF2IRD1, geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Transkriptionsregulation und Muskeldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTF2IRD1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	BEN; WBS; GTF3; RBAP2; CREAM1; MUSTRD1; WBSCR11; WBSCR12; hMusTRD1alpha1; GTF2IRD1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9569
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 660-959 von humanem GTF2IRD1 (NP_057412.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UHL9
Proteingewicht	106kDa
Versand	Eisbeutel