


Anti-Gtpbp1 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb, Elisa - O00178

Artikelnummer: CM0017807



Einführung

Kaninchen-Polyclonalkörper gegen humanes GTPBP1, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Zielt auf einen wichtigen Translationsverlängerungsfaktor und ein Protein zur RNA-Qualitätskontrolle ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GTPBP1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	GP1, GP-1, HSPC018, GTPBP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9567
Gen-ID	9567
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 10-280 von humanem GTPBP1 (NP_004277.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O00178
Proteinmasse	72 kDa
Versand	Eispackung