

Anti-Gw5 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - A0A1D8Gzc0

Artikelnummer: CM0022665

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Anti-GW5-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Detektiert das *Oryza sativa* GW5 Calmodulin-bindende Protein (~49 kDa). Ideal für Reisforschung und landwirtschaftliche Diagnostikanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	GW5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GW5
Art	<i>Oryza sativa</i>
GeneID	4338011
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-300 von <i>Oryza sativa</i> GW5 (A0A1D8GZC0) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	<i>Oryza sativa</i>
SWISS	A0A1D8GZC0
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel