


Anti-Hagh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16775

Artikelnummer: CM0025915



Einführung

Hochwertiger HAGH-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humane, murine und rattige Hydroxyacylglutathion-Hydrolase. Ideal für die Untersuchung von Glyoxalase II in mitochondrialen und zytosolischen Detoxifizierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HAGH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLO2; GLX2; GLXII; HAGH1; HAGH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3029
GenID	3029
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-260 von humanem HAGH (NP_001035517.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16775
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel