

Anti-Hapln1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P10915

Artikelnummer: CM0030152

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HAPLN1, validiert für WB, IHC-P, ELISA, reaktiv mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für Knorpelmatrixforschung und Proteoglykan-Aggregat-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HAPLN1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CRT1; CRTL1; HAPLN1
Spezies	Human
GeneID (human)	1404
GeneID	1404
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 165-354 des humanen HAPLN1 (NP_001875.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P10915
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel