


Anti-Hbb Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P68871

Artikelnummer: CM0014282



Einführung

Anti-HBB Kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Targett Hämoglobin-Untereinheit Beta (P68871) bei Mensch und Ratte. Ideal für Forschung zu Sauerstofftransport und Anämie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HBB Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	ECYT6; CD113t-C; Beta-Globin; HBB
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3043
GenID	3043
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 47-147 von menschlichem HBB (NP_000509.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P68871
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel